

EmrE-SugE *E. coli* 1-32
EbrA-EbrB *B. subtilis* 1-33
MFS *P. aeruginosa* 1-45
MFS *N. meningitidis* 1-50

EmrE-SugE *E. coli* 1-32
EbrA-EbrB *B. subtilis* 1-33
MFS *P. aeruginosa* 1-45
MFS *N. meningitidis* 1-50

EmrE-SugE *E. coli*l 33-65
EbrA-EbrB *B. subtilis*l 34-66
MFS *P. aeruginosa*l 46-93
MFS *N. meningitidis*l 51-100

EmrE-SugE *E. coli* 66-97
EbrA-EbrB *B. subtilis* 67-98
MFS *P. aeruginosa* 94-144
MFS *N. meningitidis* 101-150

EmrE-SugE *E. coli*/ 98-122
EbrA-EbrB *B. subtilis*/ 99-121
MFS *P. aeruginosa*/ 145-188
MFS *N. meningitidis*/ 151-200

EmrE-SugE *E. coli* 123-129
EbrA-EbrB *B. subtilis* 115-130
MFS *P. aeruginosa* 189-232
MFS *N. meningitidis* 201-250

EmrE-SugE *E. coli* 130-161
EbrA-EbrB *B. subtilis* 131-162
MFS *P. aeruginosa* 233-279
MES *N. meningitidis* 251-300

EmrE-SugE *E. coli* 162-191
EbrA-EbrB *B. subtilis* 163-192
MFS *P. aeruginosa* 280-329
MFS *N. meningitidis* 301-350

EmrE-SugE *E. coli* 192-215
EbrA-EbrB *B. subtilis* 164-190
MFS *P. aeruginosa* 330-379
MFS *N. meningitidis* 351-400